


POURQUOI UTILISER DES PÉDALES MAGNÉTIQUES ADAPTÉES EN RÉÉDUCATION ?

BÉNÉFICES PATIENTS

- ✓ Maintien sécurisé du pied
- ✓ Travail moteur contrôlé
- ✓ Renforcement de la chaîne musculaire antérieure et postérieure
- ✓ Symétrie de pédalage (amputés, hémiplegique, SEP)
- ✓ Amélioration de l'équilibre global
- ✓ Réentraînement cardio-vasculaire
- ✓ Confiance & autonomie



APPLICATIONS CLINIQUES

-  Amputations
-  AVC / Neurologie
-  Post-traumatique
-  Personnes âgées
-  Handicap moteur
-  Rééducation cardio



AVANTAGES TECHNIQUES

- ✓ Maintien sécurisé du pied
- ✓ Décrochage intuitif et maîtrisé
- ✓ Installation facile
- ✓ Respect biomécanique pied-cheville
- ✓ Permet le travail en poussée / traction




Solution MagneticFit

- ✓ Force magnétique ajustable
190 N - 300 N - 520 N
- ✓ Rotation libre du pied
- ✓ 1 aimant sur chaque face
- ✓ Chaussures classiques, orthopédiques ou SPD




Technologie ClickSafe®

- ✓ Maintien puissant
- ✓ Guidage du pied
- ✓ Butées amovibles
- ✓ Décrochage intuitif sans effort ni rotation du pied



Compatible vélos classiques, couchés, vélomobiles, rééducation

Certaines technologies présentées sont protégées par un ou plusieurs brevets délivrés ou en cours d'instruction.



+33 (0) 663 711 116
contact@sportthopeo.fr
www.sportthopeo.fr